

Dermellow

ECM INSPIRED COLLECTION / 2026

피부의 구조를 닮은,
깊이 있는 케어.



브랜드와 제품 이야기

AMPOULE 5 mL / MIST 100 mL

Understanding skin.

피부의 구조에서 시작된 생각

더멜로우는 한국 의료 현장의 니즈와 피부 연구에서 출발했습니다. 의료진의 전문성과 창상 케어 기술을 제품 연구에 접목해, 피부를 위한 섬세한 케어를 고민합니다.



ECM(세포외기질)은 세포 주변에서 조직의 구조적 환경을 이루는 자연적인 네트워크입니다. 더멜로우는 이 구조에 주목해 피부 케어를 연구합니다.

01 의료 현장에서 시작된 연구

임상 진료와 재생의학 연구에서 얻은 전문성을 제품 개발에 더합니다.

02 피부과 전문의 자문

피부과 전문의의 실제 임상 경험을 제품 기획과 개발 과정에 반영합니다.

03 T&L 공동 연구개발

창상 케어 및 의료기기 전문기업 T&L의 축적된 기술을 제품 연구에 접목합니다.



ECM INSPIRED AMPOULE

한 앰플에 담은 피부를 향한 생각.

피부 구조에서 영감을 받은 네 가지 성분군. 촉촉함부터 매끄러운 윤기까지, 집중 물광 케어.

미백 · 주름 개선 2중 기능성

5 mL 5 mL / 1개입

FOUR EXPRESSIONS OF CARE

HYDRATE **촉촉한 수분감**
건조함과 당김을 위한 수분 케어

ELASTICITY **유연한 탄력감**
유연하고 탄탄한 피부결

GLOW **매끄러운 윤기**
거칠고 칙칙한 피부에 윤기를

REFRESH **편안한 보습**
병풀추출물과 판테놀의 보습·진정 케어

1회 사용 · 개봉 후 즉시 사용

네 가지 성분군. 하나의 앰플.

수분 · 윤기 · 탄력 케어를 위한 더멜로우 앰플의 핵심 성분을 만나보세요.



01 / COLLAGEN

콜라겐

피부 구조에서 영감을 받은 포물러의 주요 성분. 유연하고 탄탄한 피부결을 위한 케어의 중심이 됩니다.



02 / ELASTIN

엘라스틴

탄력과 관련된 구조 단백질인 엘라스틴. 콜라겐과 함께 유연하고 탄탄한 피부결을 위한 케어를 완성합니다.



03 / ECM

ECM 성분

하이드롤라이즈드콜라겐, 피브로넥틴, 수용성 엘라스틴과 멀티펩타이드 등. 피부의 구조적 환경에서 영감을 받은 성분들을 담았습니다.



04 / HYDRATION

GAG · 히알루론산

하이드롤라이즈드글라이코사미노글리칸과 멀티 히알루론산을 담은 보습 시스템으로 피부에 촉촉한 수분감을 전합니다.

원료의 특성에 대한 설명입니다.

ECM INSPIRED MIST

미스트로 만나는 더멜로우의 케어.

ECM 인스파이어드 컬렉션을 스프레이 타입으로 만나는
방법. 투명한 캡, 섬세한 펌프, 100 mL 용량으로 더멜
로우의 또 다른 케어를 소개합니다.

Hydrate. Glow. Refresh.

패키지에 담긴 세 가지 키워드

100 mL

3.38 fl. oz.

투명 캡이 있는 스프레이 타입



사용방법 및 주의사항은 제품 용기의 표시사항을 확인해 주세요.

세안 후, 나의 루틴 속으로.

세안 후 피부결을 정돈한 다음, 집중 관리가 필요한 날 주 1~2회 사용하세요.



01 나누어 바르기

앰플 1개를 개봉한 뒤 5 mL 전량을 얼굴에 나누어 바릅니다.

02 부드럽게 흡수시키기

손끝으로 고르게 펴 바른 뒤 가볍게 두드려 흡수시킵니다.

03 나의 루틴과 함께

홈 뷰티 디바이스와 함께 사용할 경우, 해당 기기의 사용설명서를 따릅니다.

1회용 제품입니다. 개봉 후 즉시 사용하고, 남은 내용물은 보관하거나 재사용하지 마십시오.

나에게 맞는 케어를 알아보세요.



ECM 인스파이어드 앰플

용량

5 mL / 1개입

제품 유형

미백 · 주름 개선 2중 기능성 화장품

사용 주기

집중 관리가 필요할 때 주 1~2회

사용 방법

세안 후 피부결을 정돈하고, 전량을 얼굴에 나누어 바른 뒤 가볍게 두드려 흡수시킵니다.

사용방법 및 주의사항은 제품 용기의 표시사항을 확인해 주세요.



ECM 인스파이어드 미스트

용량

100 mL / 3.38 fl. oz.

용기 형태


투명 캡이 있는 스프레이 타입

패키지 표기

Living Collagen Essence
Hydrate · Glow · Refresh

A moment for your skin.

피부를 이해하는 마음,
더멜로우에서 시작하세요.



브랜드와 제품의 더 자세한 이야기를 만나보세요.

dermellowbeauty.com

ECM INSPIRED AMPOULE & MIST

